

Кабинет аппаратного массажа



Аппарат для прессотерапии (лимфодренажа) LX7 +манжеты для ног(XL стандартный размер) - это процедура противоотечной терапии, с помощью которой происходит стимулирование работы кровообращения, а так же происходит восстановление лимфоотока человека.

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа LX 7 улучшает дренаж лимфы человека, за счет чего ускоряется кровообращение в организме, выходят шлаки, токсины, а так же бактерии и лишняя жидкость.

Показания к применению:

- восстановление работы лимфатической системы;
- любые формы хронической венозной недостаточности;
- профилактика венозного тромбоза и хронической венозной недостаточности;
- лимфодема;
- терапия варикоза и предотвращение его;
- восстановление лежачих больных после операции;
- снятие лимфатических отеков;
- восстановление после травм позвоночника;
- послеоперационные отеки;
- паралич конечностей;
- ревматический артрит;
- ослабленная циркуляция крови;
- восстановление работы кишечника;
- снятие слабости, утомления, бессонница;
- синдром «усталых ног»;
- болезнь Паркинсона;
- церебральный паралич;
- стрессовое состояние.

Аппарат для прессотерапии(лимфодренажа) LX7 с одной манжетой для руки - надежный, безопасный и простой в эксплуатации аппарат для пневмокомпрессии. Аппарат создан для улучшения качества жизни: для снятия отёчности - для уменьшения объёмов постмастэктомического отека верхней конечности; для профилактики варикозного расширения вен. Улучшает лимфоток и кровообращение, выводит по лимфатическим сосудам шлаки, токсины, бактерии, лишнюю жидкость.



Показания к применению:

- улучшение работы лимфатической системы;
- профилактика глубокого венозного тромбоза;
- терапия варикоза и предотвращение его;
- любые формы хронической венозной недостаточности;
- лимфодема, лимфатические отеки;
- для лежачих больных после операции;
- травм позвоночника;
- ослабленная циркуляция крови;
- в целях повышения тонуса;
- восстановление эластичности и упругости кожи.

Японский массажёр для ног Марутака – единственный массажёр, так искусно имитирующий точечный массаж стоп Шиацу.

Марутака действует на акупунктурные точки на стопах и тем самым активизирует все жизненно важные процессы в организме:

- Повышает общий тонус организма;



- Разбивает солевые шишки;
- Способствует избавлению от шпор в пятках;
- Снимает усталость;
- Нормализует сон;
- Показан при плоскостопии;
- При синдроме холодных ног;
- Избавляет от отёков и синяков.

Показания к применению:

- Лечение варикоза вен ног и любых видов хронической венозной недостаточности;
- Отёки лимфатической природы;
- Ревматический артрит;
- Паралич конечностей;
- Болезнь Паркинсона;
- Церебральный паралич;
- Отёки различного происхождения, включая послеоперационные и посттравматические;
- Длительный постельный режим вне зависимости от причины его назначения.

Массажный аппарат для кистей рук Flexi-Hand Air Handel



Массажер для рук сочетает в себе пневмо – компрессионное и акупунктурное воздействия на активные точки организма. Современная технология механического воздействия, комплексно повторяет основу древне японского массажа Шиацу и усиливает эффект технологией компрессионного массажа.

Эффективность массажа:

- Улучшается кровообращение
- Снимается напряжение, устраняются мышечные спазмы
- Снимает ощущение онемение рук
- Активизируется лимфоток и снимается отечность
- Помогает контролировать аппетит
- Улучшается подвижность суставов
- Устраняет синдром холодных рук
- Стимуляцией биологически активных точек на кистях оказывается рефлекторное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы
- Помогает поддерживать тонус кожи рук, возвращая им красоту и молодость.

Показания

- Отечность рук, Артроз пальцев;
- Паралич рук, Артрит;
- Онемение рук и пальцев;
- Проблемы с кровообращением;
- Пониженное артериальное давление;
- Восстановление после инсульта;
- Сухость и потеря упругости кожи рук;
- Синдром холодных рук;
- Застой лимфы, Судороги рук;
- Напряжение, мышечные спазмы;
- Хронический стресс, усталость;
- Длительная работа за компьютером;
- Многочасовая игра на музыкальном инструменте;
- Постоянное воздействие воды на кожу рук.